

VARTOTOJO INSTRUKCIJA

Jei šioje vartotojo instrukcijoje yra kokių nors neaiškumų, prieš naudodami Heydent Next balinimo gelį kreipkitės į jo gamintoją arba jo atstovą.

Naudojimo nurodymai

JW Power NEXT balinimo gelis skirtas naudoti tik odontologo kabinete. Jo sudėtyje yra balinimo gelis ir aktyvatorius santykiu 4:1 dvigubame savaiame susimaišančiame švirkšte, kuriame yra 5 g aktyvios medžiagos. Paruoštos naudojimui medžiagos sudėtyje yra 35% vandenilio peroksido.

Indikacijos

- Pakeitusio spalvą negyvo danties balinimas
- Dantų, pakeitusių spalvą dėl ligos, traumos ar jatrogeninių veiksnių, balinimas, kaip alternatyva karūnėlei ar laminatui
- Medikamentų (pvz., tetraciklino) sukulto dantų spalvos pasikeitimo gydymas

Kontraindikacijos

- Atviras dentinas
- Ištrupėję plombų kraštai
- Labai jautrus pacientas
- Jautrumas bet kuriai gelio sudedamajai medžiagai
- Nėštumas ir maitinimas krūtimi (dėl nepakankamų saugumo duomenų su nėščiomis ir maitinančiomis krūtimi moterimis).

Pacientai gali jausti nedidelį dantų jautrumą balinimo metu ar iš karto po jo, tačiau paprastai jautrumas per trumpą laiką praeina. **Nedelsdami nutraukite balinimą, jei pacientas jaučia pernelyg didelį skausmą.**

Pasiruošimas

Nustatykite esamą dantų spalvą, naudodami Vita[®] Shade spalvų skalę. Vita[®] Shade skalę galima išdėstyti pagal atspalvį: A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 D2 D3 D4;

arba pagal šviesumą: B1 A1 B2 D2 A2 C1 C2 D3 A3 D4 B3 A3,5 B4 C3 A4 C4.

B2-B1= reikšmė padidėja 2 kartus

A3-A2 = reikšmė padidėja 4 kartus

Nuvalykite paciento dantis oro srove arba valymo pasta. Naudokite skruostų/lūpų retraktorių ar panašų instrumentą. Apsaugokite danteną su dantenų apsauga. Nenaudokite dantų nuskausminimo.

Abu komponentai (gelis ir aktyvatorius) atskirai ir sumaišyti sudirgina akis ir gleivinę, ir patekę į akis gali stipriai pakenkti. Mūvėkite pirštines ir užsidėkite apsauginius akinius, kai naudojate gelį.

JEI MEDŽIAGOS PATEKO Į AKIS: plaukite akis keletą minučių po tekančiu vandeniu. Jei nešiojami kontaktiniai lęšiai, juos išimkite, ir tęskite akių plovimą vandeniu. Nedelsiant kreipkitės į akių ligų gydytoją.

Naudojimas

Nusisukę nuo paciento nuimkite švirkšto dangtelį ir uždėkite maišymo antgalį. Išspauskite gelį iš švirkšto, kol iš antgalio pasirodys vienodos spalvos gelis. Nevienodos spalvos gelį tinkamai išmeskite. Ilgą laiką švirkštą laikant aukštoje temperatūroje, sumaišytame gelyje gali atsirasti burbuliukų. Dėl netinkamo laikymo sumaišytas gelis gali gautis nehomogeniškas ar pernelyg skystas, ypač paskutiniame švirkšto ketvirtadalyje. Jei taip atsitiko, tokio gelio nenaudokite. Gelį ant balinamų dantų paviršiaus reikia užtepti 1-2 mm storio sluoksniu. Gelį patogiu tolygiai paskirstyti maišymo antgalio galu.

Norint padidinti balinamąjį poveikį, gelio aktyvavimui galima panaudoti plazminę lempą arba lazerį. **Naudojant lazerį ir specialistas, ir pacientas turi dėvėti apsauginius akinius.** Vadovaukitės lempos ar lazerio gamintojo rekomendacijomis. Neperkaitinkite balinamų dantų. Po aktyvacijos palaukę apie 10 minučių, nusiurbkite gelį ir įvertinkite balinimo rezultata. Jei reikalinga, geresniam poveikiui pasiekti procedūrą galima kartoti dar du kartus.

Prieš pakartotinai užtepant gelį įsitikinkite, kad dantenos tinkamai apsaugotos. Po balinimo pakartotinai nustatykite dantų spalvą. Po paskutinės balinimo procedūros nusiurbkite gelį, nuimkite dantenu apsaugą ir gerai išplaukite vandeniu. Nusausinkite dantų paviršių ir nupoliruokite poliravimo pasta. Esant reikalui, galima atlikti dantų remineralizaciją, naudojant fluorido tirpalą arba gelį. Remineralizacija rekomenduojama, jei pacientui yra didelis dantų jautrumas po procedūros. Pacientas negali valgyti, gerti ir rūkyti 1 valandą po balinimo. Rekomenduojama vengti stipriai dažančių produktų (raudono vyno, kavos ir pan.) ir rūgštaus maisto kelias dienas po dantų balinimo. Jei švirškšte liko balinimo medžiagos kitai procedūrai, nuimkite maišymo antgalį ir užsukite švirškšto dangtelį. Laikykite balinimo priemonę šaldytuve. Kitam balinimui naudokite naują maišymo antgalį.

Pastaba: Dantų plombos ir karūnėlės iš keramikos ar metalo balinant spalvos nekeičia. Todėl visi užpildai turi būti pakeisti po dviejų savaitių po balinimo procedūros.

Negyvo ar danties po endodontinio gydymo balinimas

Gelis yra įdedamas iš liežuvinės danties pusės. Įvertinkite alveolinės keteros aukštį, pašalinkite užpildą iš pulpos kameros. Uždėkite vieną 1-2 mm stiklo jonomerinio užpildo sluoksnį pulpos kameros dugne alveolinės keteros aukštyje arba aukščiau koronaliai. Uždėkite dantenu apsaugą iš skruostinės ir liežuvinės danties pusės. Užtepkite gelį ant skruostinės danties pusės ir įšvirškškite į paruoštą danties ertmę. Palikite gelį veikti 10 min. Atsargiai nusiurbkite gelį ir praskalaukite vandeniu. Jei reikia stipresnio balinamojo poveikio, galima pakartoti šį ciklą dar 2 kartus. Po paskutinės aplikacijos, kruopščiai nuvalykite ir išplaukite gelį, nuimkite dantenu apsaugą. Uždenkite danties defektą laikinu užpildu, neturinčiu eugenolio. Nuolatinį užpildą rekomenduojama uždėti ne anksčiau, kaip po 2 savaitių.

Saugojimo laikas ir sąlygos

Nenaudokite JW Power Bleaching Gel NEXT, pasibaigus jo galiojimo laikui, nes tada nežtkrinamas patikimas balinamasis poveikis. **Laikykite gelį šaldytuve 3 - 9°C temperatūroje. Neužšaldykite.**

Produkto sudėtyje yra vandenilio peroksido, kalio nitrato, natrio fluorido, natrio hidroksido, glikolio derivatų, konsistenciją ir spalvą veikiančių medžiagų.

Nesklandumai ir jų sprendimo būdai

Nepakankamas balinamasis poveikis	Pakartokite balinimo procedūrą
Pacientas jaučia skausmą	Gelis pateko ant atviro dentino arba po atšokusia plomba (turi būti uždengiama prieš balinimą). Pacientas ypatingai jautrus (priklauso nuo individualios dantų struktūros)
Po balinimo matomos baltos dėmės ant emalio	Lokali danties demineralizacija ar dehidracija. Atsistato. Išnyksta padengus fluoro junginiu
Po balinimo pabalusi gleivinė (po kiek laiko atsistato)	Dantenos blogai apsaugotos arba apsauga nukrito
Iš antgalio išspausstas gelis yra nehomogeniškas (bespalvis ar raudonas)	Gelyje atsirado burbuliukų dėl netinkamo laikymo per aukštoje temperatūroje arba per ilgai
Po balinimo sumažėjusi kompozito-emalio adhezija	Peroksido likučiai. Pakeisti kompozitą po 1-2 savaitių



Platintojas Lietuvoje:

UAB Baltic Medservice

Laisvės pr. 125, 06118 Vilnius

marketing@balticmedservice.lt

(+370) 698 88923; (+370) 616 7003

Baltic Medservice